

一般医療機器

眼科用吸水スポンジ

新発売


アイ-スティック

EYE STICK | Ophthalmic sponge spear

滅菌済

製品特長 ①

吸水部が大きいので、吸収量に優れています。



処置中の体液等を吸収し、術野を確保する為に使用する吸水スポンジ付きスティック


サイズ

吸水部: 約8mm×16mm
 全長: 約85mm

製品特長 ②

スティック部分が太く、六角形になっており、把持しやすい形状となっています。また、鑷子を使用する必要がなく開封後速やかに使用することが可能です。



先端形状: 六角形 



吸水部: セルロース
 スティック部: ポリプロピレン

5本入 × 20袋入



使用用途

- 血液・体液や余分な水分を吸収する。
- 結膜や強膜をおさえる。

使用期限: 製造日から5年間

製品規格

品番	包装	サイズ/製品重量	1梱入数	サイズ/製品重量	JANコード
2600400	5本/袋×20袋	W155×D85×H105mm	12箱	W274×D227×H327mm	4 958286 072203
		172g		2,335g	

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。

※ 添付文書が必要な場合はお申し出ください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
 TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業部 ☎06-6809-4318 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
 東京支店 ☎03-3522-6720 阪神営業所 ☎078-262-1634
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
 神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
 仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
 西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
 三河営業所 ☎0564-54-5447 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
 京都営業所 ☎075-603-4826 沖縄駐在所 ☎098-941-5320