

届出番号27B2X00243000146
販売名:ハクゾウアイスポンジ

一般医療機器

眼科用吸水スポンジ

新発売

アイ-スポンジ


EYE sponge | Ophthalmic sponge

滅菌済

製品特長


吸水部が大きいので、吸収量に優れています。

処置中の体液等を吸収し、術野を確保する為に使用する吸水スポンジ



サイズ

吸水部:約8mm×16mm
吸水部:セルロース



吸水前



吸水後

使用用途

- 血液・体液や余分な水分を吸収する。
- 結膜や強膜をおさえる。

10個入×40袋入

製品規格

使用期限: 製造日から5年間

| 品番 | 包装 | サイズ/製品重量 | 1梱入数 | サイズ/製品重量 | JANコード |
|---------|-----------|------------------------|------|----------------------------|-----------------|
| 2600401 | 10個/袋×40袋 | W162×D102×H65mm 92g | 12箱 | W274×D227×H327mm 1,400g | 4 958286 072791 |

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。

※ 添付文書が必要な場合はお申し出ください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118
東京支店 ☎03-3522-6720 阪神営業所 ☎078-262-1634
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 四国営業所 ☎0875-52-6900
神戸支店 ☎078-976-8901 北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-399-7091 福岡営業所 ☎092-481-5921
西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
三河営業所 ☎0564-54-5447 札幌駐在所 ☎011-788-8009
三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
京都営業所 ☎075-603-4826 沖縄駐在所 ☎098-941-5320