


多目的に使用できる薄型で高吸収なディスポシート



Design Your Voice
Hakuzo

ハクゾウ メディカルディスポシート

高吸収性ディスポシート



品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3096000	約45cm×60cm	50枚/袋	4袋	4 958286 712970
3096001	約60cm×90cm	20枚/袋	4袋	4 958286 712987
3096002	約90cm×90cm	10枚/袋	6袋	4 958286 712994
3096003	約90cm×120cm	10枚/袋	4袋	4 958286 713007
3096004	約90cm×200cm	10枚/袋	3袋	4 958286 713014

規格	生理食塩水での全吸収量
約45cm×60cm	約1,200mL
約60cm×90cm	約2,300mL
約90cm×90cm	約3,500mL
約90cm×120cm	約4,500mL
約90cm×200cm	約8,200mL

【製品特長】

- 吸収面の逆面は防水フィルムを使用していますので、漏れを防ぎます。
- 高吸収ポリマーで逆戻りを抑え、表面はサラツとしています。
- 5種類ございますので、用途に合わせてご使用頂けます。

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 本社営業課 ☎06-6809-4318 | 神戸営業所 ☎078-940-8975 |
| 東京支店 ☎03-3522-6720 | 広島営業所 ☎082-849-4188 |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045 | 四国営業所 ☎0875-52-6900 |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900 | 北九州営業所 ☎093-617-3911 |
| 仙台営業所 ☎022-393-7434 | 福岡営業所 ☎092-481-5921 |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451 | 熊本営業所 ☎096-345-2253 |
| 三河営業所 ☎0564-54-5447 | 札幌駐在所 ☎011-788-8009 |
| 三重営業所 ☎059-350-3844 | 盛岡駐在所 ☎019-613-2176 |
| 京都営業所 ☎075-603-4826 | 北陸駐在所 ☎076-225-8013 |
| 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 | 山陰駐在所 ☎0859-30-2193 |
| 阪神営業所 ☎078-262-1634 | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320 |